

ABPMpro



En innovativ nyhet för ambulatorisk (24 h) blodtrycksmätning där mätenheten sitter direkt på blodtrycksmanschetten – inga slangar behövs!

ABPMpro har flera innovativa funktioner som intern 1-kanals EKG och intern sensor som mäter aktivitet och kroppens position. Hög komfort för patienten med ergonomiskt utformad manschett och inga slangar som är i vägen.

- ABPMpro är en validerad medicinteknisk produkt för 24-timmars blodtrycksmätning utanför sjukhusmiljö.
- Utvecklad och tillverkad i Tyskland.
- Inga slangar behövs mellan mätenhet och manschett.

- Mätenheten har laddningsbara batterier som laddas 20 minuter mellan varje ny patient.
- ABPMpro mäter blodtrycket vid inflationsfasen och har en inbyggd backup att mäta vid deflationsfasen om mätningen vid inflation misslyckas.
- Mätenheten noterar automatiskt om patienten är ståendes/sittandes eller ligger ner med hjälp av den inbyggda lägesensorn.
- Automatisk detektion av Dag/Natt läge.
- Uppgraderingsbar med 3-kanals EKG-sensor (Holter) och Plethysmografi (Pleth) sensor.