

Behandlingsseng Silovo



Novo X 550 er en behandlingsseng tilpasset behov hos dialysepasienten. Den har blant annet armlener som gjør det enklere å håndtere fistler hos sengeliggende pasienter. Pasienten kan sitte oppreist som i en dialysestol, finne en god stilling med trinnløs regulering og enkelt legges i sjokkleie om behov. Novo X 550 er praktisk og komfortabel for pasienter med behov for seng i dialyse.

- Designmessig ulik en vanlig sykehusseng
- Tar mindre plass enn en vanlig sykehusseng
- Justerbare armlener på ene eller begge sider
- Elektrisk motor for justering av rygg, sete, fotstøtte og sjokkleie.
- Trinnløs innstilling mellom sittestilling – liggestilling - sjokkeleie.

- Meget komfortabel 12 cm tykk Viscomadrass
- Sentrallås på hjulene
- Batteridrift
- Håndholdt fjernkontroll
- Lav sittehøyde på 53 cm
- Avrundede hjørner på sengen
- Enkel å rengjøre
- Madrassbeskyttelse

Tilbehør

- Håndtak for å enklere komme inn og ut av sengen
- Sengehester
- Leselampe

