

Fakta

CDK: Midlertidig kateter, Duo-flow side x side -Standard -ST

Benevnelse	Duo-flow Side x Side- Standard
Bruksområde	Midlertidig CDK for hemodialyse og aferesebehandling

Beskrivelse	Midlertidig CDK til voksne eller barn. Avsmalnet kateterspiss gir redusert kartraume og en enklere innleggelse med mindre risiko for karskade. Fem store arteriesidehull for bedre blodflow. Varmefølsomt materiale som mykner med kroppstemperaturen etter innleggelse.
Materiale	Polyuretan
Lengde/Størrelse	Leveres som rett og forhåndsbøyd. Størrelse: 9, 11 og 12 Fr i ulike lengder.
Design	Dobbel D Θ
Holdbarhet	Utfra guidelines får det ligge i maks 4 uker.
Sterilisering	EO
Pakningsinnhold	Basisset: kateter, introducernål, guidewire dilator, injeksjonspropper.
Produsent	Medcomp®
Innleggelsesteknikk	Seldingerteknikk
Fakta	MR kompatibel For mer informasjon, innleggelse etc, se Medcomps hjemmeside medcompnet.com