

CDK: Midlertidig kateter, Duosplit

Benevnelse	Duosplit
Bruksområde	Midlertidig CDK for hemodialyse og aferesebehandling

Beskrivelse	Midlertidig CDK med splittet kateterspiss. Leveres som rett eller forhånds bøyd
Materiale	Polyuretan
Størrelse/lengde	Leveres som rett eller forhånds bøyd. Størrelse 13Fr i ulike lengder.
Design	Dobbel D Θ
Holdbarhet	Ut fra guidelines får det ligge i maks 4 uker
Sterilisering	EO
Pakningsinnhold	Basissett: kateter, introducernål, guidewire, dilator, bandasje, propper, id-kort pasient.
Produsent	Medcomp®
Innleggelsesteknikk	Seldingerteknikk
Fakta	MR kompatibel For mer informasjon, innleggelse etc, se Medcomps hjemmeside medcompnet.com