

Fakta

CDK: Temporär kateter, FreeFlow-ST

Benämning	Temporär CDK till vuxen
Användningsområde	Temporär CDK för Hemodialys, hemoperfusion och aferes behandling

Beskrivning	Tillfällig CDK, rak eller förböjd med höga flöden Koaxial design 360 grader utan sidohål vilket förhindrar att den suger fast i kärlväggen. Designen minimerar läckage av kärllkateterlås. Avsmalnad kateterspets för mindre kärltrauma och underlättar vid inläggning och minskar kärlskador.
Material	Polyuretan
Längd/Storlek	Finns som rak eller förböjd i olika längder. Två storlekar, 12,5 och 15,5Fr.
Design	Koaxial design ①
Hållbarhet	Enligt guidelines får den sitta i max 4 veckor
Sterilisering	EO
Förpackningsinnehåll	Bas set: Kateter med stylet, introducer nål, Guidewire (J-Flex), dilator, injektionskorkar.
Tillverkare	Medcomp
Inläggningsteknik	Seldingerteknik
Fakta	MR kompatibel För mera information, inläggning etc, se Medcomps hemsida