

Fakta

CDK: Temporär kateter, Hemo-Cath-ST

Benämning	Temporär CDK till vuxen och barn
Användningsområde	Temporär rak CDK för Hemodialys, hemoperfusion och aferes behandling Finns till vuxen och barn

Beskrivning	Tillfällig mjuk CDK med mycket god komfort för patienten. Silikon är biokompatibelt och flexibelt material utan knickbenägenhet och med mindre kärlskador och stenoser. Om behov finns för inläggning i ljumsken väljs denna CDK med fördel. Avsmalnad kateterspets för mindre kärltrauma och underlättar vid inläggning och minskar kärlskada. Ledare i venskänkel som underlättar vid inläggning och tas enkelt bort efter CDKn är på plats. Hub kan vridas runt sin axel om arteriell insufficiens.
Material	Silikon
Storlek/Längd	SDL- 13,5F, rak finns i olika längder SL – 11,5F: rak, finns i olika längder SL12P- 8F: rak, 12cm
Design	Dubbel D Θ
Hållbarhet	Enligt guidelines får den sitta i max 4 veckor
Sterilisering	EO
Förpackningsinnehåll	Bas set: Kateter med stilet, introducer nål, Guidewire (J-Flex), Dilator, injektionskorkar, grön Hubclips (för skänklar)
Tillverkare	Medcomp
Inläggningsteknik	Seldingerteknik
Fakta	Ej knickbenägen MR kompatibel För mera information, inläggning etc, se Medcomps hemsida