

Fakta

CDK: permanent kateter, Hemoflow- LT, rak eller förböjd

Produktnamn	Hemoflow LT
Användningsområde	Hemodialys och aferesbehandling
Reparationskit	RPK-01

Beskrivning	Permanent CDK till vuxna med höga flöden. Dubbellumen rak eller förböjd design.
Material	Mjuk Polyuretan
Längd/Storlek	Finns i olika längder och storlekar Observera att längdangivelsen ej är från kuff till kateterspets utan hela kateterlängden till hub
Design	Double D Θ
Hållbarhet	År, den kan sitta så länge det behövs.
Sterilisering	EO
Förpackningsinnehåll	Basic - set innehåller: kateter, introducer nål, Guidewire, 2 dilatorer, tunnelerare, delningsbar introducer, 2 korkar
Tillverkare	Medcomp
Inläggningsteknik	Antegrad tunnelerings-teknik med Seldingerteknik Kateterspets rekommenderas att ligga i hö förmak. Vid femoral inläggning ska kateterspetsen vara i korsningen vena iliaca och vena cava inferior
Fakta	MR kompatibel För mera information, inläggning etc, se Medcomps hemsida