

Fakta

CDK: permanent kateter, Hemoflow- LT, rett eller forhåndsbøyd

Produktnavn	Hemoflow LT
Bruksområde	Hemodialyse og aferesebehandling
Reparasjonssett	RPK-01

Beskrivelse	Permanent sentralt dialysekateter til voksne. Gir høy blodflow. Dobbellumen, rett eller forhåndsbøyd design.
Materiale	Myk Polyuretan
Lengde/Størrelse	Leveres i ulike lengder og størrelser. Merk at lengdeangivelse ikke er fra cuff til kateterspiss, men hele kateterlengden til hub.
Design	Double D Ø
Holdbarhet	År, det kan ligge så lenge det er behov.
Sterilisering	EO
Pakningsinnhold	Basicsett inneholder: kateter, introducernål, guidewire, 2 dilatorer, tunnelerer, delingsbar introducer, 2 propper
Produsent	Medcomp®
Innleggingsteknikk	Antegrad tunneleringsteknikk med Seldingerteknikk. Kateterets spiss anbefales å ligge i høyre forkammer. Ved innleggelse i femoralis, skal kateterspissen ligge i krysningen vena iliaca og vena cava inferior.
Fakta	MR kompatibel. For mer informasjon, innleggelse etc, se Medcomps hjemmeside Medcompnet.com