

Fakta

CDK: permanent kateter, Hemo-Flow XF- Rett eller forhåndsbøyd

Produktnavn	Hemo-Flow XF
Bruksområde	Hemodialyse og aferesebehandling
Reparasjonssett	RPK-01

Beskrivelse	Hemoflow XF er et permanent sentralt dialysekateter til voksne. Dobbellumen, rett eller forhåndsbøyd design. Hemo-Flow XF kombinerer større lumen, 15,5 Fr, og en omvendt tip- design for å sikre høy blodflow. Den spesielle designen av kateterets kateterspiss sikrer høy blodflow selv om det ligger mot åreveggen.
Materiale	Myk polyuretan
Lengde/Størrelse	Finnes i ulike lengder og størrelser. Merk at lengdeangivelse ikke er fra cuff til kateterspiss, men hele kateterlengden til hub.
Design	Double D Θ
Holdbarhet	År, det kan ligge så lenge det er behov.
Sterilisering	EO
Pakningsinnhold	Basic-sett inneholder: kateter, introducernål, guidewire, 2 dilatorer, skalpell, tunnelerer, delingsbar introducer, 2 propper og bandasje
Produsent	Medcomp®
Innleggingsteknikk	Antegrad tunnelering med Seldingerteknikk. Kateterets spiss anbefales å ligge i høyre forkammer. Ved innleggelse i femoralis, skal kateterspissen ligge i krysningen vena iliaca og vena cava inferior.
Fakta	Redusert lekkasje av kateterlås ved CDK uten sidehull. MR kompatibel. For mer informasjon, innleggelse etc, se Medcomps hjemmeside Medcompnet.com