

Fakta

CDK: Permanent kateter, Splitstream LT

Produktnamn	Split Stream LT
Användningsområde	Hemodialys och aferesbehandling
Reparationskit	Ven SSVE, Artär SSAE. Kan bytas var för sig.

Beskrivning	Permanent CDK som kan installeras med retrograd tunneleringsteknik. Dubbellumen, splittad CDK. Kan splittas ytterligare vid behov. Avtagbar hub efter att kuffen har läkt fast.
Material	Mjuk Polyuretan
Längd/storlek	Finns i olika längder och storlekar Observera att längdangivelsen ej är från kuff till kateterspets utan hela kateterlängden till hub.
Design	Double D Θ
Hållbarhet	År, katetern kan sitta så länge det behövs.
Sterilisering	EO
Förpackningsinnehåll	Basic-set innehåller: kateter, introducer nål, Guidewire, 2 dilatorer, skalpell, tunnelerare, delningsbar introducer, förband, 2 injektionskorkar.
Tillverkare	Medcomp
Inläggningsteknik	Retrograd eller anterograd tunnelering. Kateterns spets rekommenderas att ligga i hö förmak. Vid femoral placering rekommenderas att kateterns spets är vid förgreningspunkten för vena iliaca och vena cava inferior
Fakta	MR kompatibel För mera information, inläggning etc, se Medcomps hemsida.