

Fakta

CDK: Permanent kateter, Splitstream LT

Produktnavn	Split Stream LT
Bruksområde	Hemodialyse og aferesebehandling
Reparasjonssett	Vene: SSVE, Arterie: SSAE. Kan byttes hver for seg.

Beskrivelse	Permanent sentralt dialysekateter som kan installeres med retrograd tunneleringsteknikk. Dobbellumen, splittet CDK. Kan splittes ytterligere ved behov. Avtagbar hub når cuffen har grodd fast.
Materiale	Myk Polyuretan
Lengde/størrelse	Finnes i ulike lengder og størrelser. Merk at lengdeangivelsen ikke er fra cuff til kateterspiss, men hele kateterlengden til hub.
Design	Double D Θ
Holdbarhet	År, kateteret kan ligge så lenge det er behov.
Sterilisering	EO
Pakningsinnhold	Basicsett inneholder: kateter, introducernål, guidewire, 2 dilatorer, skalpell, tunnelerer, delingsbar introducer, bandasje, 2 injeksjonspropper.
Produsent	Medcomp®
Innleggingsteknikk	Retrograd eller anterograd tunnelering. Kateterets spiss anbefales å ligge i høyre forkammer. Ved innleggelse femoralis anbefales kateterspissen å ligge i forgreningspunktet for vena iliaca og vena cava inferior.
Fakta	MR kompatibel. For mer informasjon, innlegging etc, se Medcomps hjemmeside medcompnet.com