

Fakta

CDK: Permanent kateter, TitanHD LT

Produktnamn	Titan HD LT
Användningsområde	Hemodialys och aferesbehandling
Reparationskit	RPK-01

Beskrivning	Permanent CDK till vuxna. Dubbellumen, rak eller förböjd design med eller utan sidohål
Material	Mjuk polyuretan
Längd/Storlek	Finns i olika längder och storlekar Observera att längdangivelsen ej är från kuff till tip utan hela kateterlängden till hub
Design	Double D Θ
Hållbarhet	År, den kan sitta så länge det behövs
Sterilisering	EO
Förpackningsinnehåll	Basic- set innehåller: kateter, introducer nål, Guidewire, 2 dilatorer, tunnelerare, delningsbar introducer, 2 korkar
Tillverkare	Medcomp
Inläggningsteknik	Antegrad tunnelering med Seldingerteknik Kateterns spets rekommenderas att ligga i hö förmak. Vid femoral inläggning ska kateterspetsen vara i korsningen vena iliaca och vena cava inferior
Fakta	Minskat läckage av kärlkateterlås med CDK utan sidohål MR kompatibel För mera information, inläggning etc, se Medcomps hemsida