

CDK: Midlertidig kateter Tri-Flow

Benevnelse	Midlertidig CDK rett eller forhåndsbøyd, trippellumen
Bruksområde	Hemodialyse, hemofiltrasjon, aferese og plasmaferese. Har en tredje lumen for prøvetagning og infusjoner.

Beskrivelse	<p>Midlertidig CDK med tre lumen. Avsmalnet kateterspiss for mindre kartraume og enklere innleggelse. Varmefølsomt materiale som mykner når det kommer i kroppstemperatur. Gir god biokompatibilitet og komfort for pasienten. Trippellumen. En stor fordel er den tredje lumen som kan benyttes til infusjoner, vasoaktiv behandling, intravenøs ernæring, prøvetagning eller for å gi blod.</p>
Materiale	Polyuretan - varmfølsomt
Lengde/Størrelse	Størrelse 11,5Fr. Leveres i rett eller forhåndsbøyd i ulike lengder.
Design	«Side to side» med hull for den tredje lumen i midten.
Holdbarhet	Utfra guidelines får det ligge i maks 4 uker.
Sterilisering	EO
Pakningsinnhold	Basisset: kateter, introducernål, guidewire, dilator, injeksjonspropp.
Produsent	Medcomp®
Innleggelsesteknikk	Seldingerteknikk
Fakta	<p>MR kompatibel For mer informasjon, innleggelse etc, se Medcomps hjemmeside medcompnet.com</p>