

CDK: temporär kateter Tri-Flow

Benämning	Temporär CDK Rak eller förböjd, trippellumen
Användningsområde	Hemodialys, hemofiltration, aferes och plasmaferes och en tredje lumen för provtagning och infusioner.

Beskrivning	Tillfällig CDK med tre lumen Avsmalnad kateterspets för mindre kärltrauma och underlättar vid inläggning. Värmekänsligt material, mjuknar när det kommer i kroppstemperatur vilket ger god biokompatibilitet och komfort för patienten Trippellumen. En stor fördel är den tredje lumen som kan användas till infusioner, vasoaktiv behandling, intravenös nutrition, provtagning eller att ge blod igenom.
Material	Polyuretan-värmekänsligt
Storlek/Längd	11,5F: rak eller förböjd med olika längder
Design	Side to side med hål för tredje lumen i mitten
Hållbarhet	Enligt guidelines får den sitta i max 4 veckor
Sterilisering	EO
Förpackningsinnehåll	Bas set, kateter, introducer nål, Guidewire, dilator, injektionskork.
Tillverkare	Medcomp
Inläggningsteknik	Seldingerteknik
Fakta	MR kompatibel Inläggning etc, se bifogat formulär från Medcomp Eller Medcomps hemsida