


CT MidLine



- Medcomp® MidLine er et sentral intravenøst kateter som legges inn perifert og tåler høye trykk.
- Sikrer tilgang til den venøse blodbanen.
- Benyttes ved intravenøse behandlinger og blodprøvetagning.
- Gir færre infeksjoner og færre komplikasjoner sammenlignet med sentrale venekateterer samt andre perifere kateter.
- Gir færre stikk, mindre smerte og ubehag for pasienten.
- Behøver ikke røntgenkontroll – pasienten utsettes ikke for unødig stråling.
- Kan sitte opp til fire uker.



Bestillingsinformasjon

Bestillingsnummer	MidLine basic set - CT version	Pakningsstørrelse
MLCT3S15	3F x 15cm single	5 stk
MLCT4S20	4F x 20 cm single	5 stk
MLCT5S20	5F x 20 cm single	5 stk
MLCT5D20	5F x 20 cm dual	5 stk