

Comfort-T1 pöytä

Turvallinen ja toiminnallinen muotoilu

Suunniteltu käytettäväksi Comfort toimenpidetuolien kanssa monenlaisissa hoitotilanteissa ja toiminnoissa.

Kevyesti liikuteltava, lukittavat pyörät.

Käyttö sujuvasti tuolin molemmin puolin.

Pöydän korkeus ja kallistuskulma säädettävissä.

Tarjottimet ovat helposti irrotettavissa ja puhdistettavissa.



- Comfort-T1 pöytä on suunniteltu helpottamaan hoitohenkilökunnan työtä erilaisissa hoitotilanteissa.
- Tarpeelliset tavarat kätevästi käden ulottuvilla.
- Comfort-T1 pöytä helpottaa ja lisää potilaan mukavuutta hoitojen aikana.
- Comfort-T1 pöytä on käytännöllinen lisävaruste kaikenlaisten hoitotuolien apuvälineeksi.

Tekniset tiedot	
Korkeuden säätö	72,5-98 cm
Tarjottimen koko	40 x 56 cm and 40 x 17 cm
Kääntökulmat	0±15° ±30°
Väri	Valkoinen (RAL 9001)
Paino	15 kg
Maksimi kuorma	15 kg