

Duo-Flow® III

Högflödes temporär dialyskateter

- **13 Fr Lumen**
13 Fr ger höga och stabila blodflöden.
- **Kateterspets**
Speciellt utformad kateterspets utan sidohål som gör att katetern ej suger fast i kärlkateterväggen.
- **Inläggning**
I ena lumen ligger en förstyvare som gör att inläggningen blir enklare med guidewire, vanlig seldingerteknik.
- **Raka och böjda**
Finns både med raka och böjda skänklar.
- **Material**
Biokompatibel polyuretan.



Beställningsinformation

Produktkod	Storlek x längd	Produkt	Förpackning
DFST136MTE	13F X 15 cm, rak	Duo-Flow® III, SE	5 st
DFST137MTE	13F X 17,5 cm, rak	Duo-Flow® III, SE	5 st
DFST138MTE	13F X 20 cm, rak	Duo-Flow® III, SE	5 st
DFST1310MTE	13F X 25 cm, rak	Duo-Flow® III, SE	5 st
DFST136CEE	13F X 15 cm, förböjd	Duo-Flow® III, CE	5 st
DFST137CEE	13F X 17,5 cm, förböjd	Duo-Flow® III, CE	5 st
DFST138CEE	13F X 20 cm, förböjd	Duo-Flow® III, CE	5 st
DFST1310CEE	13F X 25 cm, förböjd	Duo-Flow® III, CE	5 st