

Duo-Flow® III

korkea verenvirtausnopeus & vaijerin yli asennus

- **Ohjausvaijerin yli asennus**

Vähentää traumaa verisuonissa ja helpottaa asennusta.

- **Lumenten selkeät volyymimerkinnot**

Katetrilumenten selkeät volyymimerkinnot lisäävät potilasturvallisuutta.

- **Sivureijätön katetrin kärki**

Estää verisuonenseinämaan kohdistuvan imun aiheuttaman vaaratilanteen.

- **Korkea verenvirtausnopeus lumenten muotoilulla**

Optimaalinen katetrilumenten muotoilu lisää dialyysin tehoa.

- **Kääntyvät siivet**


Katetrin käyttöystävällisyys lisääntyy.

- **Lievästi esitaitetut katetrilumenet**

Lisää potilaan mukavuutta.

- **13 FR katetrilumen koko**

Suuremmat verenvirtausnopeudet mahdollistuvat isommalla 13 FR katetrilumenkokoilla.



Esitaivutetut katetrilumenet

Sivureijätön katetrinkärki

Tilaustiedot

Tilausnro	Koko	Tyyppi	Pakkaus
DFST118MTE	11,5 FR x 20 cm	Suora	5
DFST136MTE	13 FR x 15 cm	Suora	5
DFST137MTE	13 FR x 17,5 cm	Suora	5
DFST138MTE	13 FR x 20 cm	Suora	5
DFST1310MTE	13 FR x 25 cm	Suora	5
DFST136CEE	13 FR x 15 cm	Esitaivutettu	5
DFST137CEE	13 FR x 17,5 cm	Esitaivutettu	5
DFST138CEE	13 FR x 20 cm	Esitaivutettu	5
DFST1310CEE	13 FR x 25 cm	Esitaivutettu	5