

ELISIO-HX -Dialysaattori



- Polynephron™ kalvo, polyethersulfone (PES) – parantaa dialyysipotilaiden eloonjäämisastetta 10 %:lla verrattuna polysulfone (PS) käyttäjiin
- Kalvon isommat huokoset tarjoavat paremman suorituskyvyn kuin standardi high-flux membraanit
- Ei sisällä Bisphenol A:ta
- Suurempi läpäisevyys → optimaalinen suorituskyky, samantapainen kun HDF-hoidossa
- Vähemmän albumiinihukkaa vaikka isompi huokoskoko
- Albumiinihukka pienempi kuin HDF:ssä ja medium cut-off dialysaattoreilla
- Gammasteriloitu

Tilaustiedot

Tuotenro	Koko m ²
ELI15HX	1,5
ELI17HX	1,7
ELI19HX	1,9
ELI21HX	2,1

Luokiteltu Super high-flux class V joka antaa vaihtoehdon potilaille joille HDF ei ole mahdollinen

Uremic toxin	Molecular weight*	
Urea	60 Da	Low flux class I
Phosphate	96 Da	
PTH	9500 Da	
Beta-2 microglobulin	11.8 kDa	Mid-high flux class II and III
Myoglobin	17 kDa	
Complement factor D	23.7 kDa	
Interleukin-6	24.5 kDa	High flux class IV + HDF
Kappa free light chain	25 kDa	
Alpha-1 microglobulin	33 kDa	
YKL-40	40 kDa	
Pentraxin 3	41 kDa	
Lambda free light chain	45 kDa	ELISIO HX Super high flux sharp cut-off class V
Albumin	67 kDa	

*approximate values