

Exit-Pocket® WP

Förband till dusch och bad



S2005H/WP



S2011H/WP

- Dusch och badförband som kan användas till alla typer av katetrar och dränage
- Skyddar hela katetern
- Är vänlig mot huden och vattentät

Beställningsinformation

Produktkod	Produkt	Fickstorlek	Bländarstorlek	Förpackning
S2005H/WP	Dusch-/badskydd	B 11 x H 21 cm	Ø 5 cm	50 st
S2011H/WP	Dusch-/badskydd	B 13,5 x H 26 cm	B 9 x H 10 cm	50 st
S2007HL/WP	Dusch-/badskydd	B 11,5 x H 22 cm	B 5,5 x H 7 cm	25 st
S2007H/WP	Dusch-/badskydd	B 22 x H 11,5 cm	B 7 x H 5,5 cm	25 st