

Fakta

CDK: Permanent kateter, Split Cath III LT, forhåndsbøyd

Produktnavn	Split Cath III LT
Bruksområde	Hemodialyse og aferesebehandling
Reparasjonssett	RPK-01

Beskrivelse	Permanent splittet sentralt dialysekateter til voksne. Forhåndsbøyd dobbellumen CDK til voksne. Med eller uten sidehull. Kan splittes ytterligere ved behov.
Materiale	Myk Polyuretan
Lengde/Størrelse	Finnes i ulike lengder og størrelser. For mer informasjon, kontakt Nordic Medcom. Merk at lengdeangivelsen ikke er fra cuff til kateterspiss, men hele kateterlengden til hub.
Design	Double D Θ
Holdbarhet	År, den kan ligge så lenge det er behov.
Sterilisering	EO
Pakningsinnhold	Basis sett til forhåndsbøyd, med eller uten sidehull inneholder: kateter, introducernål, guidewire, 2 dilatorer, tunnelerere, delningsbar introducer, 2 propper
Produsent	Medcomp®
Innleggingsteknikk	Antegrad tunnelling. Kateterets spiss anbefales å ligge i høyre forkammer. Ved innleggelse femoralis skal kateterspissen være i kryssningen vena iliaca og vena cava inferior.
Fakta	Redusert lekkasje av kateterlås ved CDK uten sidehull. MR kompatibel. For mer informasjon, innlegging etc, se Medcomps hjemmeside medcompnet.com