

Fakta

CDK: Permanent SplitCath III-LT, rak med sidohål

Produktnamn	Split Cath III LT
Användningsområde	Hemodialys och aferesbehandling
Reparationskit	RPK-01

Beskrivning	Permanent splittad cdk till vuxna. Dubbllumen, rak med sidohål. Kan splittas ytterligare vid behov. Finns för translumbal inläggning
Material	Mjuk Polyuretan
Längd/Storlek	Finns i olika längder och storlekar Vid ytterligare information kontakta Nordic Medcom. Observera att längdangivelse ej är från kuff till kateterspets utan hela kateterlängden till hub
Design	Double D Θ
Hållbarhet	År, katetern kan sitta så länge det behövs.
Sterilisering	EO
Förpackningsinnehåll	Olika beroende på vilken CDK som önskas, se Medcomps hemsida Basic- set innehåller: Kateter, introducer nål, Guidewire, 2 dilatorer, tunnelerare, delningsbar introducer, 2 korkar
Tillverkare	Medcomp
Inläggningsteknik	Antegrad tunnelering. Kateterns spets rekommenderas att ligga i hö förmak. Vid femoral inläggning ska kateterspetsen ligga i korsningen vena iliaca och vena cava inferior
Fakta	MR kompatibel För mera information, inläggning etc, se Medcomps hemsida