

Fakta

CDK: Permanent CDK, Split Cath III-LT, rak utan sidohål

Produktnamn	Split Cath III LT
Användningsområde	Hemodialys och aferesbehandling
Reparationskit	RPK-01

Beskrivning	Permanent splittad CDK till vuxna. Dubbllumen, rak utan sidohål Minskat läckage av kärlkateterlås med CDK utan sidohål Kan splittas ytterligare vid behov Finns också för translumbal inläggning
Material	Mjuk Polyuretan
Längd/Storlek	Finns i olika längder och storlekar Observera att längdangivelsen ej är från kuff till kateterspets utan hela kateterlängden till hub
Design	Double D Θ
Hållbarhet	År, katetern kan sitta så länge det behövs.
Sterilisering	EO
Förpackningsinnehåll	Olika beroende på vilken CDK som önskas, se Medcomps hemsida Basic-set innehåller: Kateter, introducer nål, Guidewire, 2 dilatorer, tunnelerare, delningsbar introducer, 2 korkar
Tillverkare	Medcomp
Inläggningsteknik	Antegrad tunnelerings. Kateterns spets rekommenderas att ligga i hö förmak. Vid femoral inläggning ska kateterspetsen vara i korsningen vena iliaca och vena cava inferior
Fakta	MR kompatibel För mera information, inläggning etc, se Medcomps hemsida