

Fakta

CDK: Permanent SplitCath III-LT, rett uten sidehull

Produktnavn	Split Cath III LT
Bruksområde	Hemodialyse og aferesebehandling
Reparasjonssett	RPK-01

Beskrivelse	Permanent splittet sentralt dialysekateter til voksne. Dobbellumen, rett uten sidehull. Redusert lekkasje av kateterlås ved CDK uten sidehull. Kan splittes ytterligere ved behov. Mulighet for translumbal innleggelse.
Materiale	Myk Polyuretan
Lengde/Størrelse	Finnes i ulike lengder og størrelser. For mer informasjon, kontakt Nordic Medcom. Merk at lengdeangivelse ikke er fra cuff til kateterspiss, men hele kateterlengden til hub.
Design	Double D Θ
Holdbarhet	År, kateteret kan ligge så lenge det er behov.
Sterilisering	EO
Pakningsinnhold	Ulikt, avhengig av hvilken CDK som ønskes, se Medcomps hjemmeside. Basic- sett inneholder: Kateter, introducer nål, guidewire, 2 dilatorer, tunnelerer, delingsbar introducer, 2 propper
Produsent	Medcomp®
Innleggingsteknikk	Antegrad tunnelering. Kateterets spiss anbefales å ligge i høyre forkammer. Ved innleggelse i femoralis, skal kateterspissen ligge i kryssningen vena iliaca og vena cava inferior.
Fakta	MR kompatibel For mer informasjon, innleggelse etc, se Medcomps hjemmeside Medcompnet.com