

Medcomp Free-Flow® ST


2-lumeninen dialyysikatetri

Tilapäiseen käyttöön, arteriapuoli 360° - ei "nappaa kiinni"!



- 12,5 ja 15,5 FR
- 2-lumeninen
- Löytyy suorana tai esitaivutettuna
- Sivureijätön, arterialumen 360° venalumenen ympärillä
- Lukkoaine, esim. DuraLock-C, pysyy paremmin katetrissa
- Free-Flow® ST mahdollistaa erittäin korkeat verenvirtausnopeudet
- Toimitetaan täydellisinä setteinä: ohjausvaijeri, dilataattori, neula, ym.
- Pehmeä röntgenpositiivinen polyuretaanimateriaali kestää pesun kaikilla käyttötarkoituksiin sopivilla aineilla

360° lumenien design



Tilaustiedot

Tuote	Tilausnro	Pakkaus
Free Flow 12,5 FR x 15 cm suora	MFFS1215S	5 kpl
Free Flow 12,5 FR x 20 cm suora	MFFS1220S	5 kpl
Free Flow 12,5 FR x 24 cm suora	MFFS1224S	5 kpl
Free Flow 15,5 FR x 15 cm suora	MFFS1515S	5 kpl
Free Flow 15,5 FR x 20 cm suora	MFFS1520S	5 kpl
Free Flow 15,5 FR x 24 cm suora	MFFS1524S	5 kpl
Free Flow 12,5 FR x 12 cm esitaivutettu	MFFS1212IJ	5 kpl
Free Flow 12,5 FR x 15 cm esitaivutettu	MFFS1215IJ	5 kpl
Free Flow 12,5 FR x 20 cm esitaivutettu	MFFS1220IJ	5 kpl
Free Flow 15,5 FR x 12 cm esitaivutettu	MFFS1512IJ	5 kpl
Free Flow 15,5 FR x 15 cm esitaivutettu	MFFS1515IJ	5 kpl
Free Flow 15,5 FR x 20 cm esitaivutettu	MFFS1520IJ	5 kpl