


Hemo-Cath® LT

silikonikatetri

- 8 ja 12,5 FR
- Suora tai esitaivutettu katetri
- Bioyhteensopiva erittäin pehmeä silikonikatetri
- Klipsi lumenten taivuttamiseen
- Suoniystävällinen, stenoosin riski pieni
- Antegraadinen asennus
- Joustavuutensa ansiosta, ei taittumisriskiä



Katetrin pituusmitta kärjestä hubiin

Tilaustiedot

Tuote	Tilausnro	Pakkaus
12,5 FR x 15 cm suora	MC101241	5 kpl
12,5 FR x 18 cm suora	MC101242	5 kpl
12,5 FR x 24 cm suora	MC101243	5 kpl
8 FR x 18 cm suora	SL18P	5 kpl
8 FR x 24 cm suora	SL24P	5 kpl
12,5 FR x 28 cm suora	SL28E.	5 kpl
12,5 FR x 28 cm, esitaivutettu	SL28PCE.	5 kpl
12,5 FR x 32 cm, esitaivutettu	SL32E.	5 kpl
12,5 FR x 32 cm, esitaivutettu	SL32PCE.	5 kpl