

Hemo-Cath® ST

kärlkateter av silikon



- 8, 11,5 och 13,5 FR ger möjlighet till höga blodflöden
- Biokompatibelt silikonmaterial
- Inlägges med seldingerteknik
- Mjukt material ger minimal risk för knickar
- Skänklarna kan böjas utan risk för knickar. Speciell fästansordning som gör att du kan böja skänklarna medföljer i setet. Detta för att underlätta när patienten har katetern i v.Jugularis interna.
- Levereras som komplett set för inläggning

Beställningsinformation

| Produkt | Produktkod | Förpackning |
|---------------------------|------------|-------------|
| Hemo-Cath 8 FR x 12 cm | SL12P | 5 st |
| Hemo-Cath 11,5 FR x 15 cm | SL15E | 10 st |
| Hemo-Cath 11,5 FR x 20 cm | SL20E | 10 st |
| Hemo-Cath 11,5 FR x 24 cm | SL24E | 10 st |
| Hemo-Cath 13,5 FR x 15 cm | SDL136E | 10 st |
| Hemo-Cath 13,5 FR x 20 cm | SDL138E | 10 st |
| Hemo-Cath 13,5 FR x 24 cm | SDL139E | 10 st |
| Hemo-Cath 13,5 FR x 28 cm | SDL1311E | 5 st |
| Hemo-Cath 13,5 FR x 35 cm | SDL1314E | 5 st |