

HemoRO 4 ONE

Hiljainen kuumadesinfioitava käänteisosmoosilaite

Todella turvallinen vesilaite koti- ja akuuttidialyysiin

- Kuumadesinfioitava käänteisosmoosi-järjestelmä HemoRO 4 ONE varmistaa luotettavan mikrobiologisen turvallisuuden koti- ja akuuttidialyysiin.
- HemoRO 4 ONE on suunniteltu koti- ja akuuttidialyysin tarpeisiin ja täyttää kaikki vaatimukset, jotka näille erikoisaloille asetetaan.
- HemoRO 4 ONE täyttää lääkinnällisiä laitteita koskevan direktiivin 93/42/EWG (lääketieteellinen laiteluokka IIB), sertifiointin sekä EN 60601-1-11 -standardin vaatimukset kodin ympäristössä käytettäviä lääkinnällisiä sähkölaitteita varten.
- HemoRO 4 ONE tuottaa koti- ja akuuttidialyysin tarpeisiin 70 l/h dialyysivettä, jonka sisäänmeno lämpötila on +10°C ja kovuus alle 0,1° dH (<0,018 mmol/l).
- DWA:n uuden kalkinpoistomenetelmän ansiosta on mahdollista käyttää kovaakin vettä aina 15° dH (2,45 mmol/l) asti ja varmistaa käyttöturvallisuuden kovaa vettä käytettäessä.
- Asetukset voidaan säätää laitteen yläpinnalla olevasta 5,7" kosketusnäytöstä.
- Integroitu SD-kortti mahdollistaa tietojen tallennuksen ja voidaan lukea ylläpito- ja huoltotarkoituksia varten.
- HemoRO 4 ONE täyttää korkeat DWA-standardit dialyysiveden laadusta, toimitusvarmuudesta ja luotettavuudesta.



Vakaa: Vankka metallikotelo integroidulla vakaalla kuljetusalustalla

Hiljainen: Metallikotelo vähentää huomattavasti laitteen käytöstä aiheutuvaa melua

Tehokas: Sisäinen lämmitys-yksikkö mahdollistaa kuumadesinfektion myös kytkentäletkuissa yli +80°C vedellä

Turvallinen: Integroitu 100 µm esisuodatin
Sisäinen vuotohälytys ehkäisee vesivahinkoja