

InBody BWA 2.0



- En avancerad bioimpedansmätare för användning av vårdpersonal.
- Ett bra verktyg för att bedöma näringsstatus och vätskebalans.
- Segmentell ECW/TBW-analys övervakar vätskebalansen i fem olika delar av kroppen. Segmentell vätskebalans indikerar lokalt ödem, vilket kan vara ett tecken på andra hälsorisker.
- BWA 2.0 är en exakt kroppsvattenmätare som erbjuder mångsidiga mätresultat, såsom fettprocent, muskelmassa, basal metabolism, kroppsvatten, uppskattning av visceralt fett och andra variabler som är viktiga för välbefinnandet.
- Även lämplig för mätning av amputerade patienter.
- 90 sekunders test.
- Mätning i liggande, sittande eller stående läge.
- Enhetens portabilitet gör mätningen enkel.
- InBody använder ett multifrekvent, direkt segmentmätning, 16-punkts kompressionselektrodsystem för BWA för att producera resultat som är oberoende av ålder, etnicitet, kön.
- Lämplig för:
Ålder: 3–99 år
Vikt: 10–250 kg
Längd: 95–220 cm

Beställningsinformation

Produktkod	Produkt
I9F900006	BWA 2.0 Body Water Analyzer
	InBody elektrolytservett



Kombinationen av två klämelektroder garanterar tillförlitlig reproducerbarhet