

# Free-Flow® ST

## 2-lumen dialyskateter

**Temporär CDK, med 360° koaxial design – leder till minskad arteriell insufficiens**

- 12,5 och 15,5 Fr
- Rak eller förböjd
- Unik design med artärlumen 360° runt venlumen utan sidohål-leder till minskad arteriell insufficiens
- Minimerar läckage av kärllkateterlås
- Möjliggör höga blodflöden
- MR kompatibel



### Beställningsinformation

Produkt	Produktkod	Förpackning
12,5 x 15 cm, rak	MFFS1215S	5 st
12,5 x 20 cm, rak	MFFS1220S	5 st
12,5 x 24 cm, rak	MFFS1224S	5 st
12,5 x 12 cm, förböjd	MFFS1212IJ	5 st
12,5 x 15 cm, förböjd	MFFS1215IJ	5 st
12,5 x 20 cm, förböjd	MFFS1220IJ	5 st

Produkt	Produktkod	Förpackning
15,5 x 15 cm, rak	MFFS1515S	5 st
15,5 x 20 cm, rak	MFFS1520S	5 st
15,5 x 24 cm, rak	MFFS1524S	5 st
15,5 x 12 cm, förböjd	MFFS1512IJ	5 st
15,5 x 15 cm, förböjd	MFFS1515IJ	5 st
15,5 x 20 cm, förböjd	MFFS1520IJ	5 st