



Titan

Permanent dialyskateter för långtidsbruk



- 15,5 fr – ger möjlighet till höga flöden
- 90 graders arteriell kateterspets minskar arteriell insufficiens och gör att kateterlåset hålls på plats
- Rak eller förböjd design
- Den unika avsmalnande spetsdesignen på Titan möjliggör enkel inläggning med guidewire eller flowguard/split sheet
- MR Kompatibel



Beställningsinformation

Produkt	Produktkod	Förpackning
Titan 15,5Fr x 24 cm	THD155024SE	5 st
Titan 15,5Fr x 28 cm	THD155028SE	5 st
Titan 15,5Fr x 32 cm	THD155032SE	5 st
Titan 15,5Fr x 36 cm	THD155036SE	5 st
Titan 15,5Fr x 40 cm	THD155040SE	5 st
Titan 15,5Fr x 55 cm	THD155055SE	5 st