

Medcomp permanente kateter

Dialysekateter av høy kvalitet fra verdens største kateterprodusent siden 1978. Langsiktig og kontinuerlig utvikling av kateter gjennom forskning, produksjon, design og emballasje garanterer kvaliteten på produktene.

Split Cath® III:

- To separate splittede løp i enden av kateteret – gir lav resirkulasjon
- Ingen sidehull – gir mindre fibrinbelegg og færre infeksjoner
- 14Fr
- Leveres i komplette sett
- Finnes med translumbar kit, 55 cm
- Antegraderbar monteringssteknikk



Split Stream®:

- To separate splittede løp i enden av kateteret
- 14Fr
- Leveres i komplette sett
- Retrograd installasjonsteknikk
- Tillater lengre lumen, som gjør kateteret godt egnet for hemodialysepasienter i hjemmet
- Det avtagbare navet forbedrer kateterkomforten for langvarig bruk



Titan-HD™:

- Kan legges med guidewire eller flowguard/split sheet
- TriniFlexmateriale® som gir et bøyelig kateter uten knekk
- 15,5 Fr lumen gir mulighet for høy blodflow



Tesio®:

- Separate, uavhengige kateterløp muliggjør ulik vene for arterie- og venelumen
- 10 Fr
- Retrograd installasjonsteknikk



Produkt	Produktkode	Pakningsstørrelse
Split Cath 14Fr x 24 cm	ASPC24-3E	5 sett
Split Cath 14Fr x 28 cm	ASPC28-3E	5 sett
Split Cath 14Fr x 32 cm	ASPC32-3E	5 sett
Split Cath 14Fr x 36 cm	ASPC36-3E	5 sett
Split Cath 14Fr x 40 cm	ASPC40-3E	5 sett
Split Cath 14Fr x 55 cm	ASPC55-3E	5 sett

Produkt	Produktkode	Pakningsstørrelse
Split Stream 14Fr x 24 cm	SST24SE	5 sett
Split Stream 14Fr x 28 cm	SST28SE	5 sett
Split Stream 14Fr x 32 cm	SST32SE	5 sett
Split Stream 14Fr x 36 cm	SST36SE	5 sett

Produkt	Produktkode	Pakningsstørrelse
Titan 15,5Fr x 24 cm	THD155024	5 sett
Titan 15,5Fr x 28 cm	THD155028	5 sett
Titan 15,5Fr x 32 cm	THD155032	5 sett
Titan 15,5Fr x 36 cm	THD155036	5 sett
Titan 15,5Fr x 40 cm	THD155040	5 sett
Titan 15,5Fr x 55 cm	THD155055	5 sett

Produkt	Produktkode	Pakningsstørrelse
Tesio 10Fr x 52 cm, Høyre installasjon cuff vene 22 cm / art. 25 cm	BFR-6	5 sett
Tesio 10Fr x 52 cm, Venstre installasjon cuff vene 27 cm / art. 30 cm	BFL-6	5 sett