

Split Cath® III

tunnelert kateter

Tunnelert dialysekateter av høy kvalitet fra verdens største kateterprodusent. Langsiktig og kontinuerlig utvikling og forskning garanterer produktets kvalitet gjennom produksjon, design, emballasje og levering.



- Enden av kateteret har to separate splittede løp som gir god flow og lav resirkulasjon
- 14 FR og 16 FR
- Finnes både som rett kateter og med bøy
- Laget av Polyuretan materiale som reduserer risiko for knekk på kateteret
- Leveres i komplette sett
- Også translumbar kit, 55 cm
- Antegraderbar monteringssteknikk

Bestillingsinformasjon

Produkt	Produktkode	Pakningsstørrelse
Split Cath 14 FR x 24 cm	ASPC24-3E	5 sett
Split Cath 14 FR x 28 cm	ASPC28-3E	5 sett
Split Cath 14 FR x 32 cm	ASPC32-3E	5 sett
Split Cath 14 FR x 36 cm	ASPC36-3E	5 sett
Split Cath 14 FR x 40 cm	ASPC40-3E	5 sett
Split Cath 14 FR x 55 cm	ASPC55-3E	5 sett
Split Cath 16 FR x 24 cm	ASPC2416-3E	5 sett
Split Cath 16 FR x 28 cm	ASPC2816-3E	5 sett
Split Cath 16 FR x 32 cm	ASPC3216-3E	5 sett
Split Cath 16 FR x 36 cm	ASPC3616-3E	5 sett
Split Cath 16 FR x 40 cm	ASPC4016-3E	5 sett
Split Cath 16 FR x 55 cm	ASPC5516-3E	5 sett