

# NIPRO Dialysatorer

## Elisio

- Syntetiskt POLY-NEPHRON™ -membran
- Biokompatibelt membran
- Finns som låg-, medium- och högpermeabelt
- Fri från Bisphenol A och fri från DEHP
- Gammasteriliserad
- HD eller HDF

### Elisio low-flux

Produktkod	Storlek m <sup>2</sup>
ELI11L	1,1
ELI13L	1,3
ELI15L	1,5
ELI17L	1,7
ELI19L	1,9
ELI21L	2,1

### Elisio medium-flux

Produktkod	Storlek m <sup>2</sup>
ELI11M	1,1
ELI13M	1,3
ELI15M	1,5
ELI17M	1,7
ELI19M	1,9
ELI21M	2,1

### Elisio high-flux

Produktkod	Storlek m <sup>2</sup>
ELI09H	0,9
ELI11H	1,1
ELI13H	1,3
ELI15H	1,5
ELI17H	1,7
ELI19H	1,9
ELI21H	2,1
ELI25H	2,5



## Sureflux

- Cellulosatriacetat-membran
- Finns som låg-, medium- och högpermeabelt
- Finns i storlekar för pediatrik behandling
- Fri från Bisphenol A och fri från DEHP
- Gammasteriliserad

### Sureflux L low-flux

Produktkod	Storlek m <sup>2</sup>
03L	0,3
05L	0,5
07L	0,7
09L	0,9
11L	1,1
13L	1,3
15L	1,5
17L	1,7
19L	1,9
21L	2,1

### Sureflux E medium-flux

Produktkod	Storlek m <sup>2</sup>
05E	0,5
07E	0,7
09E	0,9
11E	1,1
13E	1,3
15E	1,5
17E	1,7
19E	1,9
21E	2,1

### Sureflux UX high-flux

Produktkod	Storlek m <sup>2</sup>
11UX	1,1
13UX	1,3
15UX	1,5
17UX	1,7
19UX	1,9
21UX	2,1
25UX	2,5



## Solacea

- Dialysator för den känsliga patienten
- Unik dialysator med högt flöde. Används med fördel vid HDF-behandling med hög volym där patienten är känslig för syntetiska dialysatorer.
- Den nya ATA-strukturen ( Asymmetriskt Triacetat) kombinerar utformningen av ett syntetiskt membran med fördelarna från en seminaturlig fiber.
- Hög biocompatibilitet
- Minimal albumin förlust
- Hus och membran är BPA och BPS fria



### Solacea-H high-flux

Produktkod	Storlek m <sup>2</sup>
15H	1,5
19H	1,9
21H	2,1
25H	2,5

De vanligaste storlekarna är listade här ovan. Vid andra önskemål fråga Nordic Medcom.