

# Peang



Glatt peang, helt uten tenner, til avklemming av slanger for eksempel under dialysebehandling.

- Helt glatt peang som ikke skader blodslanger eller andre plastslanger
- Leveres i tre ulike lenger
- Produsert i rustfritt stål

#### Bestillingsinformasjon

Bestillingsnummer	Produkt	Pakningstørrelse
NMR 12	Glatt peang 12 cm	1 stk
NMR 14	Glatt peang 14 cm	1 stk
NMR 16	Glatt peang 16 cm	1 stk