

Peang

Metall- eller plastpeang

- Slät peang
- Kan låsas i ett specifikt läge
- Tillverkad av rostfritt stål
- Rengöring i desinfektor
- Tre olika längder:
12 cm, 14 cm och 16 cm
- Finns även som plastpeang:
längd 11,5 cm
- Ytrensning med rengöringsdukar
av sjukhuskvalitet
- Icke-steril



Beställningsinformation

Produktkod	Produkt	Förpackning
NMR12	Hemostatiska peang 12 cm	10 st
NMR14	Hemostatiska peang 14 cm	10 st
NMR16	Hemostatiska peang 16 cm	10 st
5660_B	Hemostatiska peang av plast 11,5 cm	50 st