

Physidia S³ uudistaa kotihemodialyysielämän



**Käyttäjäturvallinen, joustava ja siirrettävä kotihemodialyysilaitte
– Dialyysihoitoa siellä missä haluat –**

Physidia S³-dialyysilaitteen ominaisuudet:

- Laadukasta hemodialyysiä daily short-hoitomuodolla yhdistettynä innovatiiviseen sisäiseen konvektioon, SeCoHD (Self-Convective Hemodialysis)
- Dialyysiaattori valittavissa potilaan tarpeiden mukaan
- Turvattu hoitomääräys potilaskortilla
- Turvattu ja etävalvottu dialyysihoitomahdollisuus
- Hoidon joustavuus
- Pussitettu valmis dialyysaatti
- Interaktiivinen ja irrotettava mobiilikosketusnäyttö
- Jokaisen hemodialyysihoidon tiedot tallennetaan
- Helpot ja vähäiset Luer-liitännät
- Langaton verenpainemittaus
- Ei tarvitse vesiliitäntää

Kohti ekologisesti ja ekonomisesti kestävä kotihemodialyysiä

- **Dialyysihoidoista syntyvää jätemäärää vähentämällä**
- **Sähkönkulutusta pienentämällä**
- **Ei vesilaskua potilaan maksettavaksi!**