

Pihdit

Metalliset tai muoviset pihdit

Sileä peang-pihti, joka ei vahingoita veri- tai muita muoviletkuja.

- Voidaan lukita tiettyyn asentoon
- Valmistettu ruostumattomasta teräksestä
- Puhdistus dekossa
- Kolme eri pituutta:
12 cm, 14 cm ja 16 cm
- Valittavana myös muovinen peang: pituus 11,5 cm
- Pintapuhdistus sairaalakäyttöön tarkoitetuilla puhdistusliinoilla
- Ei steriili



Tilaustiedot

Tilausnro	Tuote	Pakkaus
NMR12	Hemostaattinen pihti 12 cm	10 kpl
NMR14	Hemostaattinen pihti 14 cm	10 kpl
NMR16	Hemostaattinen pihti 16 cm	10 kpl
5660_B	Muovinen hemostaattinen pihti 11,5 cm	50 kpl