

Redsense

verenvuodon havaitseva hälytinjärjestelmä



Redsense koostuu kahdesta osasta: anturilaastarista ja hälytinskyksiköstä. Anturilaastari teipataan fistelin laskimoneulan päälle, ja lanka-anturin toinen pää liitetään hälytinskykseen. Pienikokoisen hälytinskyksen voi kiinnittää dialyysilaitteen kahvaan tai tippatelineeseen laitteen takana olevalla pikakiinnikkeellä.

Laite monitoroi pistokohtaa kuituoptiikan avulla. Infrapuna-signaali lähtee hälytinskyksiköstä kuitukaapelia pitkin pistokohdan päällä olevaan anturilaastariin. Jos anturissa havaitaan verta, laukaisee sensori hälytyksen.

Redsense laitetta on helppo käyttää, ja se lisää huomattavasti potilasturvallisuutta.

Tilaustiedot

Tilausnumero	Tuote	Pakkaus
RP-1-RP201	Redsense hälytinskyk	1 kpl
RS-100-RS201-Z	Redsense anturi	100 kpl