

Redsense

Overvåker venenålen under dialyse



Redsense overvåker venenålen under dialyse. Den gir alarm ved blødning fra innstikket og dersom venenålen sklir ut. Redsense gir trygghet da dislokalisasjon av venenålen er et sikkerhetsproblem under dialyse. Ikke alle dialysemaskiner registrerer om venenålen ved en feiltagelse har falt ut, og blodpumpen vil da fortsette å gå. Dette gir raskt et stort blodtap som kan være svært alvorlig for pasienten, om det ikke oppdages tidsnok.

Redsense består av to deler:

- En alarmerhet
- Et sensorplaster

Alarmerheten er koblet til strøm og kan for eksempel festes på pasientens tøy. Sensorplasteret festes over innstikket for venenålen. Enhetene kobles sammen med en kabel. Dersom blødning oppstår, gir Redsense en lydalarm.

Redsense gir en trygghet i dialyseavdelinger, spesielt ved bruk på urolige pasienter. Ved hjemmedialyse på natt gir det bruker og ansvarlig helsepersonell en ekstra trygghet rundt dialysesituasjonen.

Bestillingsinformasjon

Bestillingsnummer	Produkt	Pakningstørrelse
RP-1-RP201	Redsense alarmerhet	1 stk
RS-100-RS201-Z	Redsense sensorplaster	100 stk