

Redsense

Övervakningsenhet för vennål under dialys



Redsense övervakar vennålen under dialysbehandlingen och ger larm vid blodläckage från instickstället. Redsense ger en trygghet då vennålsdislokation är ett säkerhetsproblem under dialys. Det är inte alla dialysmaskiner som registrerar att vennålen har åkt ut och blodpumpen fortsätter att gå. Detta ger hastigt en stor blodförlust och kan då vara livshotande om det inte upptäcks snabbt.

Redsense består av två delar:

- En alarmenhet
- Sensorplåster

Alarmenheten ansluts till ett vägguttag och kan exempelvis fästas på sängkanten. En batteri-backup finns om strömtillförsel skulle brytas. Sensorplåstret fäst över instickstället för vennålen. Alarmenhet och sensorplåstret kopplas sedan samman med en kabel. Om blödning skulle uppstå kommer Redsense att ge ett ljudlarm.

Redsense ger en trygghet på dialysavdelning, i hemmet vid hembehandling eller vid dialys under natten.

Beställningsinformation

Beställningsnummer	Produkt	Förpackningsstorlek
RP-1-RP201	Redsense Alarmenhet	1 st
RS-100-RS201-Z	Redsense sensorplåster	100 st