

SOLACEA-H -Dialysaattori



- High flux ATA-kalvo (Asymmetric Cellulose Triacetate), jossa hyvä pienten ja keskisuurten molekyylien poistuminen
- Jyrkkä seulontakertoimen käyrä (sieving coefficient)
- Hyvä biologinen yhteensopivuus
- Minimaalinen albumiinin hävikki
- Vähentynyt kalvon tukkeutuminen optimoi kalvon suorituskykyä sekä minimoi TMP-nousua myös suurivolyymisessä HDF-hoidossa.
- BPA-, PVP, ja DEHP -vapaa
- Mahdollistaa hoidon myös potilaille, jotka saavat synteettisestä kalvosta allergisen reaktion
- Steriili, kertakäyttöinen dialysaattori HD-, HF- ja HDF-hoitoon

Tilaustiedot

Tilausnro	Pinta-ala	Pakkauskoko
SLC15HGJ	1,5m ²	24 kpl
SLC17HGJ	1,7m ²	24 kpl
SLC19HGJ*	1,9m ²	24 kpl
SLC21HGJ	2,1m ²	24 kpl
SLC25HGJ	2,5m ²	24 kpl

* Varastotuote