

SOLACEA-H -Dialysator



- Dialysator for den ømfintlige pasienten
- Unik dialysator med high flow. Benyttes med fordel ved HDF-behandling med høyt volum hvor pasienten er følsom for syntetisk dialysator.
- Den nye ATA-strukturen (Asymmetrisk Triacetat) kombinerer utformingen av en syntetisk membran med fordelene fra et seminaturlig fiber.
- Høy biokompatibilitet
- Minimalt albumintap
- Både hus og membran er fri for BPA og BPS

Bestillingsinformasjon

Produktkode	Størrelse m ²
SLC15H	1.5m ²
SLC17H	1.7m ²
SLC19H	1.9m ²
SLC21H	2.1m ²
SLC25H	2.5m ²