

Split Cath® III

tunneloitava katetri

**Laadukas dialyysikatetri
maailman suurimmalta katetrivalmistajalta.
Pitkäjänteinen ja jatkuva kehitystyö katetrien
tutkimustyössä, valmistamisessa, suunnittelussa,
pakkauksessa ja tavarantoimituksessa takaavat
tuotteen laadun.**



- 2-lumeninen
- 14 ja 16 FR
- Löytyy suorana ja esitaivutettuna
- Toimitetaan täydellisinä setteinä
- Myös Translumbarkit, 55 cm
- Antegradinen asennustekniikka

Tilaustiedot

Tuote	Tilausnro	Pakkaus
Split Cath 14 FR x 24 cm	ASPC24-3E	5 kpl
Split Cath 14 FR x 28 cm	ASPC28-3E	5 kpl
Split Cath 14 FR x 32 cm	ASPC32-3E	5 kpl
Split Cath 14 FR x 36 cm	ASPC36-3E	5 kpl
Split Cath 14 FR x 40 cm	ASPC40-3E	5 kpl
Split Cath 14 FR x 55 cm	ASPC55-3E	5 kpl
Split Cath 16 FR x 24 cm	ASPC2416-3E	5 kpl
Split Cath 16 FR x 28 cm	ASPC2816-3E	5 kpl
Split Cath 16 FR x 32 cm	ASPC3216-3E	5 kpl
Split Cath 16 FR x 36 cm	ASPC3616-3E	5 kpl
Split Cath 16 FR x 40 cm	ASPC4016-3E	5 kpl
Split Cath 16 FR x 55 cm	ASPC5516-3E	5 kpl