

Split Stream™

tunnelert hemodialysekateter

Retrograd innsettingsteknologi kombinert med separate, delvis adskilte kateterspisser.



Fordeler

Nøyaktig plassering av kateterspissen

- Retrograd innsettingsteknologi "over wire" gjør at kateterets spiss enkelt føres inn i høyre forkammer i hjertet
- Lar deg tunnelere etter kateteret er rett plassert, dette gir redusert risiko for at kateteret legges i for bratt bue og klemmes av

Delvis adskilte kateterspisser

- To adskilte kateterspisser gir mulighet for en god blodstrøm, med lav resirkulasjon

Enkel installasjonsteknologi

- Innovativ og rask kateterlumeninstallasjon etter tunnelering.
- Monteringsteknologien "over the wire" gjør det enkelt å legge kateteret i vena jugularis interna uten bruk av Peelaway.

Bestillingsinformasjon

Produktkode	Produkt	Pakningsstørrelse
SST24SE	14 FR x 24 cm	5 stk
SST28SE	14 FR x 28 cm	5 stk
SST32SE	14 FR x 32 cm	5 stk
SST36SE	14 FR x 36 cm	5 stk
SST2416E	16 FR x 24 cm	5 stk
SST2816E	16 FR x 28 cm	5 stk
SST3216E	16 FR x 32 cm	5 stk
SST3616E	16 FR x 36 cm	5 stk
SST4016E	16 FR x 40 cm	5 stk