

Split Stream™

Tunnelerad hemodialyskateter

**Använd fördelarna med retrograd inläggning
i kombination med splittad kateter
14 eller 16 Fr**



Fördelar

- 16 Fr ger höga, stabila blodflöden
- En Split Stream ligger inne länge och skänklarna kan enkelt bytas en och en vid behov
- Suturhubben tas bort när kuffen läkt in. Mindre påverkan på huden
- Två fria kateterändar ger låg recirkulation
- Retrograd inläggningsteknik gör det enklare att placera kateterspetsen i höger förmak
- Flera olika tunneleringsalternativ kan användas efter patientens behov
- 14 Fr ger möjlighet till OTW installation

Beställningsinformation

Produkt	Produktkod	Förpackning
14 Fr x 24 cm	SST24SE	5 st
14 Fr x 28 cm	SST28SE	5 st
14 Fr x 32 cm	SST32SE	5 st
14 Fr x 35 cm	SST36SE	5 st
16 Fr x 24 cm	SST2416E	5 st
16 Fr x 28 cm	SST2816E	5 st
16 Fr x 32 cm	SST3216E	5 st
16 Fr x 36 cm	SST3616E	5 st
16 Fr x 40 cm	SST4016E	5 st
Tillbehör		
Arterial extension	SSAE	1 st
Venous extension	SSVE	1 st