


Split Stream™

tunnettu hemodialyysikatetri

Käyttöetuina retrogradinen asennustekniikka yhdistettynä erillisiin, osittain toisistaan erillään oleviin katetrin kärkiin.



Edut

Tarkka katetrinkärjen sijainti

- Retrogradinen "yli vaijerin menevä" asennustekniikka tekee katetrin kärkien asennuksen sydämen oikeaan eteiseen helpoksi
- Antaa mahdollisuuden tunnelointiin jälkikäteen, jolloin pienentynyt riski katetrin kinkkaamiselle

Osittain toisistaan erillään olevat katetrin kärjet

- Kaksi vapaata katetrinkärkeä mahdollistavat hyvän verenvirtausnopeuden, jossa kuitenkin pieni resirkulaatio

Helppo asennustekniikka

- Antaa mahdollisuuden useille eri katetrin tunnelointi-vaihtoehdoille ottaen huomioon erilaisten potilaiden tarpeet
- Innovatiivinen ja nopea katetrin lumenten asennus tunneloinnin jälkeen
- "Yli vaijerin menevä" -asennustekniikka tekee myös katetrin laitton vasemmalta jugularis internaani helpoksi, jolloin Peelaway -asennustekniikkaa ei tarvitse käyttää

Tilaustiedot

Tilausnro	Tuote	Pakkaus
SST24SE	14 FR x 24 cm	5 kpl
SST28SE	14 FR x 28 cm	5 kpl
SST32SE	14 FR x 32 cm	5 kpl
SST36SE	14 FR x 36 cm	5 kpl
SST2416E	16 FR x 24 cm	5 kpl
SST2816E	16 FR x 28 cm	5 kpl
SST3216E	16 FR x 32 cm	5 kpl
SST3616E	16 FR x 36 cm	5 kpl
SST4016E	16 FR x 40 cm	5 kpl