

Symetrex™

et nytt, innovativt dialysekateter for langvarig bruk

**Symmetriske kateterlumen, retning av blodstrøm er uten betydning.
Svært lav resirkulasjon.**



- Svært lav resirkulasjon, mindre enn 1% uavhengig av retning av blodstrøm
- Kan benyttes med motsatt blodflow
- Uten sidehull – kateterlåsen holder seg bedre inni kateterlumen, samt reduserer risiko for koagulering
- Utformingen av kateterspissen forhindrer at kateteret suger seg fast i åreveggen
- Utformingen på kateteret gir svært gode trykk og god blodflow
- 6 forskjellige lengder, 19-42 cm

Bestillingsinformasjon

Bestillingsnummer	Produkt	Lengde
MBPS019SE.	15,5 Fr x 19 cm	19 cm
MBPS023SE.	15,5 Fr x 23 cm	23 cm
MBPS028SE.	15,5 Fr x 28 cm	28 cm
MBPS033SE.	15,5 Fr x 33 cm	33 cm
MBNS037SE.	15,5 Fr x 37 cm	37 cm
MBNS042SE.	15,5 Fr x 42 cm	42 cm

SYMETREX™