

Symetrex™

Dialyskateter för långtidsbruk

Symetrex har inte någon specifik artär eller ven skänkel



- 15,5 Fr ger höga flöden
- Symmetrisk lumen, ingen specifik artär eller venskänkel
- Mycket låg recirkulation, lägre än 1 % oberoende av flödesriktning
- Koppla omvänt utan påverkan på recirkulationen
- Kateterspetsens konstruktion ger minimal arteriell insufficiens
- Symmetrisk kateterspets på ven/artärsida samt inga sidohål minimerar läckage av kärlkateterlås
- Antegrad inläggnings teknik

Beställningsinformation

Produktkod	Produkt Symetrex set	Längd från spets till kuff	Förpackning
MBPS019SE.	15,5 Fr x 19 cm	19 cm	5 st
MBPS023SE.	15,5 Fr x 23 cm	23 cm	5 st
MBPS028SE.	15,5 Fr x 28 cm	28 cm	5 st
MBPS033SE.	15,5 Fr x 33 cm	33 cm	5 st
MBNS037SE.	15,5 Fr x 37 cm	37 cm	5 st
MBNS042SE.	15,5 Fr x 42 cm	42 cm	5 st

SYMETREX™