

Symetrex™

uusi, innovatiivinen dialyysikatetri pitkäaikaiskäyttöön

**Symmetriset katetrin lumenet, verenvirtaussuunnalla ei merkitystä.
Erittäin pieni resirkulaatio.**



- Erittäin pieni resirkulaatio, alle 1% riippumatta verenvirtaussuunnasta
- Mahdollista käyttää katetria käänteisesti
- Ei tarvetta sivurei'ille
- Katetrilukko pysyy paremmin katetrissa, koska sivureiät puuttuvat
- Katetrinkärjen rakenne estää katetrin "nappailun" suonen seinämään
- Rakenne mahdollistaa erittäin hyvät paineet
- Sivureiättömyys vähentää hyytymisen riskiä
- 6 eri pituutta, 19-42 cm

Tilaustiedot

Tilausnro	Tuote	Pituus
MBPS019SE.	15,5 FR x 19 cm	19 cm
MBPS023SE.	15,5 FR x 23 cm	23 cm
MBPS028SE.	15,5 FR x 28 cm	28 cm
MBPS033SE.	15,5 FR x 33 cm	33 cm
MBNS037SE.	15,5 FR x 37 cm	37 cm
MBNS042SE.	15,5 FR x 42 cm	42 cm

SYMETREX™